

# TESLA-SLIM

## 集中型磁気刺激により筋肉強化と脂肪分解を同時に

TESLA-SLIMは、コアマッスを強化するエステ美容機器で、1台で様々な効果が得られる差別化されたデバイスです。強力なパルス状の磁場を瞬時に体に透過させ、筋肉や細胞の奥深くまで浸透させると、インナーマッスが刺激され、脂肪が分解されます。

### TESLA-SLIMの特長

#### 集中型磁気刺激

1. 集中型磁気刺激治療(CFMS)は、従来の一般的なEMS電気刺激とは異なり、MRI機器に採用される技術を応用しています。皮膚の奥深くまで浸透し、運動だけでは刺激しにくいインナーマッスを短期間に強化します。

#### 筋肉強化・ボディメイクに効果的


2. 収縮と弛緩を繰り返すことで、たるんだ肌に弾力を与え、腹直筋離開を改善して美しい身体づくりに役立ちます。

#### 1台のデバイスで様々な治療が可能

3. TESLA-SLIMは、筋肉の強化やボディメイクなどの医療エステだけでなく、筋肉に持続的な刺激を与えることで、筋肉痛を緩和する効果があります。



### 詳細ビュー



縦型モニターの  
タッチパネル



便利なスタ  
ンド型



ストッパー付  
キャスター



すっきりした  
背面部

### TESLA-SLIM Specifications

電力入力	AC220-230V, 50/60Hz	ヘルツ	50Hz
最大消費電力	3.5kVA	サイズ(高さ×幅×奥行)	480×580×1180(mm)
強度	4~5T	重量	86kg
パルスの種類	Biphasic	安全タイプ	Type B



美ボディになりましょう

# TESLA-SLIM

コアマッスの集中型磁気刺激機器



# 治療効果

## □ 筋肉全体を収縮させて脂肪を燃やす強力な効果

### TESLA-SLIMの利点

#### 副作用なし安全な電磁場を使用



1. CFMSは、電極間を流れる電流を活用するのではなく、MRI診断に用いられる電磁界を使用します。そのため、薄い皮膚層に生じやすい火傷などの副作用の恐れがほとんどありません。

#### 最も安定的な Biphasic 波形を適用

2. 体の深くまで浸透して治療を行うためには、パルス幅が狭く、ライズタイムが短いバイフェーズイク(Biphasic)波形が適しています。これはノイズや発熱が少ないというメリットがあります。

#### 腹筋は強化、体脂肪は減少

3. 磁場を活用したCFMS施術は、筋肉強化の効果および治療部位の脂肪減少効果の事例が多く報告されています。海外研究によると、腹部の筋肉に対して4-5回の施術を行った結果、腹筋は厚くなり、腹部の脂肪層は薄くなったうえ、目立つような体重の変化がなくてもウエストが平均2インチ程度減少したという報告があります。




## □ 筋肉の奥まで深く浸透し、強い刺激を与える

強力な電磁場が10cm(±10%)の深さまで到達できるため、深層部のインナーマッスルまで刺激し、脂肪細胞の分解に役立ちます。



## □ 低出力レーザー治療が可能

生体刺激効果が得られる低出力レーザー(600nm-904nm、2mW-100mW)は、高出力レーザーに比べて極めて安全で優しい治療が可能です。



# 作用メカニズムと施術部位

## 新発想のCFMS施術法

最新技術を採用したCFMS施術は、健康な腹筋作りに特に効果的です。より強い刺激を与えることで、一般的なウェイトトレーニングなどの身体運動では刺激しにくい部位まで刺激し、身体を鍛えることができます。



## 2つの磁気発生ヘッドを使用し、様々な部位の施術が可能

ダブルアプリアクターと固定バンド採用し、腹部、太もも、お尻など様々な部位に施術が可能で、美しく素敵なボディメイクができます。他にも筋肉痛の緩和、腰や背中中の筋肉強化にも効果的です。



## CFMS施術のメリット

- NO** 副作用の心配なし安全な施術であるため、肌表面に傷やあざ、腫れなどがまったく生じません。
- NO** 筋肉の収縮・弛緩サイクルの繰り返しにより、疲労物質の発生が少なくなり素早く排出されるため、筋肉の疲労感が軽減されます。
- NO** 非手術的・非侵襲的な治療法であるため、安全かつ快適な治療が可能です。

- 誰が利用できますか?**  
どなたでもご利用いただけます。
- 施術時間はどれくらいかかりますか?**  
1セッションあたり30分ほどかかります。
- 使用期限はどれくらいですか?**  
期限はありません。
- どのくらいの頻度で使えばいいですか?**  
週3回ほどお使いください。
- 保証期間は?**  
1年です。